

Курс реабилитационной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

---

## МОСКВИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

доктор биологических наук  
кандидат технических наук  
профессор курса

# Как выбрать аппарат лазерной терапии начинающему. Краткая инструкция.



тел.: +7 (495) 765-2612  
e-mail: [7652612@mail.ru](mailto:7652612@mail.ru)  
<https://www.matrixmed.ru>



## **Лазерная терапия – национальное достояние России!!!**

Высокоэффективный метод профилактики, лечения и реабилитации, абсолютно безопасный, не имеющий противопоказаний, – изобретение российских (советских) учёных.

Лазерная терапия в российской медицине применяется с 1974 года.

Метод признан во всём мире как высочайшее достижение российской науки и клинической практики.

Детальное понимание механизмов биомодулирующего и лечебного действия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) позволило нам разработать уникальные, не имеющие аналогов в мире по своей эффективности методики лазерной терапии.

В России производят уникальные высокотехнологичные аппараты для лазерной терапии – настоящие прорывные научные технологии.

Метод очень простой и недорогой, не требует длительного обучения и затрат на внедрение – аппараты стоят несколько десятков тысяч рублей, а работают не менее 10-15 лет.

Обязательно необходим базовый блок, к которому подключаются лазерные излучающие головки, а с ними используются магнитные и оптические насадки  
Чаще всего это 2-канальный вариант (слева), простой, удобный, лёгкий, компактный, включается в сеть 90-250 В через адаптер (справа)

Аппарат лазерный физиотерапевтический «ЛАЗМИК®» (2 лазерных канала, частота 10 000 Гц) – \*28 000 руб.



Значительно реже используют базовые блоки с вакуумным каналом и 4-канальный вариант

\* - здесь и далее цены на 07.08.2025

Нужна хотя бы одна лазерная излучающая головка.

Матричная импульсная МЛ-904-80, ИК, 80 Вт, 8 лазерных (ЛД) – \*28 500 руб., наиболее универсальная, с той или иной степенью эффективности позволяет реализовать почти все методики лазерной терапии.

Предназначена для наружного воздействия: неинвазивное лазерное освечивание крови (НЛОК), на проекцию внутренних органов, местно, на суставы, паравертебрально и пр.

С ней используются только две насадки: ММ-50 (магнитная насадка 50 мТ) – \*1550 руб. и ПМН (прозрачная насадка) – \*1080 руб.

Часто с МЛ-904-80 используют совместно также матричную импульсную головку МЛ-635-40, красный спектр, 40 Вт, 8 ЛД – \*58 000 руб. У каждой головки есть своя специализация.



**ММ-50**

Лазерные излучающие головки с одним лазерным диодом предназначены для работы с оптическими и магнитными насадками  
В качестве примера – головка КЛО-780-90 с косметологической насадкой, для проведения лазерной биоревитализации

Чаще всего приобретаются 2 головки ЛО-904-20 – \*12 600 руб. (ИК-спектр, импульсный режим, для местного воздействия, на суставы, паравертебрально и др.) и одна КЛО-635-15 – \*12 000 руб. (красный спектр, непрерывный режим, для местного воздействия, лазерная акупунктура, полостные процедуры)

Насадки: акупунктурная, ЛОР, стоматологические, гинекологические, урологические



Насадки, зеркальная ЗН-35 – 600 руб.  
(слева) и магнитная ЗМ-50 – 1400 руб.

Для внутривенного лазерного освечивания крови (ВЛОК) применяют специальные лазерные излучающие головки с разной длиной волны, чаще всего, мощностью 2 мВт

КЛ-ВЛОК-365-2 – \*24 000 руб.

УФ-спектр


КЛ-ВЛОК-525-2 – \*16 000 руб.

зелёный спектр

КЛ-ВЛОК-635-2 – \*12 000 руб.

красный спектр

Для процедуры необходимы световоды (расходники)



Световоды одноразовые стерильные  
с иглой КИВЛ-01  
по ТУ 9444-005-72085060-2008(для ВЛОК)

**Разумеется, обязательно нужны методики применения лазерной терапии.**





**Научно-исследовательский центр «Матрикс» представляет уникальную коллекцию литературы, новейших, самых эффективных и современных методик.**

**Организованы специализированные курсы по программе для врачей и среднего медперсонала на базе Медицинского университета «РЕАВИЗ» (лицензия: № 1381, выдана Федеральной службой по надзору 13.04.2015). Удостоверение государственного образца.**

**Проводятся выездные циклы, а также индивидуальное обучение.**




**Бесплатные консультации по методикам лазерной терапии онлайн.**

# Серия книг «Эффективная лазерная терапия»





**В 2025 году в серии  
выходит книга «Лазерная терапия в  
неврологии и психиатрии», а также  
приложение «Фармаколазерная  
терапия»**

# В приложении к серии книг «Эффективная лазерная терапия» ранее вышли



# Лазерные аппараты – блочный принцип



Световоды одноразовые стерильные  
с иглой КИВЛ-01 (для ВЛОК)



**Спасибо за внимание!**  
**Thank you!**

**7652612@mail.ru**

**<https://lazmik.ru>**  
**<https://lasmic.org/>**